

PCR ADENOVIRUS

Área de Microbiología / Sub área Virología
Código: 996009

🧪 ¿Para qué sirve este examen?


La prueba PCR en tiempo real para Adenovirus permite detectar de forma rápida y precisa el Adenovirus en muestras clínicas, siendo clave para diagnosticar infecciones respiratorias, digestivas u oculares, especialmente en niños y personas inmunocomprometidas. Su alta sensibilidad facilita un tratamiento oportuno y reduce riesgos de complicaciones.

👉 Requisitos de preparación del paciente:

- Evitar el uso de spray nasales o descongestionantes al menos 2 horas antes.

🕒 Tiempo de respuesta:

- 48 horas hábiles.



🕒 HORARIO DE RECEPCIÓN

Lunes a Viernes:

- 09:00 a 12:30
- 14:15 a 15:45

🧪 Tipo de muestra:

- ✓ **Aspirado Nasofaríngeo:** Frasco estéril (Mínimo 1 mL)
- ✓ **Aspirado traqueal:** Frasco estéril (Mínimo 1 mL)
- ✓ **Hisopado Nasofaríngeo:** Frasco estéril (Mínimo 1 mL)
- ✓ **Plasma:** Tubo tapa Lila (Mínimo 2 mL)
- ✓ **Orina:** De segundo chorro (Mínimo 2 mL)

👉 Valor de referencia:

- ✓ Negativo

💡 Conservación:

- ✓ **Cualquier muestra:** 2-8 °C / Máximo 48 horas

⚠ Valor crítico:

- ✓ No aplica

Para mayor información consulte nuestro [manual de toma de muestras y su transporte](#) disponible en nuestra página web

Actualizado por: TM. Andrea Del Valle
Edición 2.0 / Octubre de 2024