

# TEST RÁPIDO SÍFILIS

Área de Microbiología / Sub área Bacteriología  
Código: 990011

## 🧪 ¿Para qué sirve este examen?


Es una prueba rápida, segura y mínimamente invasiva que permite detectar la Sífilis en etapas tempranas o activas, usando solo una gota de sangre total por punción digital o a través de una muestra de suero. Corresponde a una prueba treponémica confirmatoria que puede ser entregada en un corto periodo de tiempo.

## 👉 Requisitos de preparación del paciente:

- No requiere preparación previa.

## 🕒 Tiempo de respuesta:

- 4 horas hábiles.



### 🕒 HORARIO TOMA DE MUESTRAS

Lunes a Viernes:

- 09:15 a 12:30
- 14:15 a 16:30 (viernes 15:30)

### 🕒 HORARIO DE RECEPCIÓN

Lunes a Viernes:

- 09:00 a 12:30
- 14:15 a 15:45

## 🧪 Tipo de muestra:

- ✓ **Sangre total:** Punción capilar
- ✓ **Suero:** Tubo tapa amarilla o roja (mínimo 2 mL)

## 👉 Valor de referencia:

- ✓ Negativo

## 💡 Conservación y traslado:

- ✓ **Suero:** 2-8 °C / Máximo 72 horas

## ⚠ Valor crítico:

- ✓ No aplica.

Para mayor información consulte nuestro [manual de toma de muestras y su transporte](#) disponible en nuestra página web

Actualizado por: TM. Edison Avendaño  
Edición 2.0 / Octubre de 2024